



تاریخ:
شماره درخواست :

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
آزمایشگاه‌های مرکزی
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی
فرم درخواست آنالیز اسپکتروفوتومتر UV/Vis

مشخصات دستگاه		UV/Vis spectrophotometer , Perkin Elmer (Lambda25,35)	
مشخصات درخواست کننده (خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطلاعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)			
نام و نام خانوادگی:		کد ملی:	
شماره همراه:		Email:	
نام دانشگاه/شرکت/سازمان:		شناسه ملی	
		کد اقتصادی	
		شماره ثبت	
آدرس پستی دقیق:			
نحوه دریافت نتایج: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> غیرحضوری			
مشخصات نمونه (خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطلاعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)			
تعداد نمونه:	مشخصات نمونه	مایع	<input type="checkbox"/> محلول آبی <input type="checkbox"/> محلول آلی
		جامد	خواهشمند است نوع نمونه، حلال مناسب و همچنین نمونه شاهد را ذکر نمایید.
		آنالیز درخواستی	<input type="checkbox"/> اسکن در ناحیه UV/Vis <input type="checkbox"/> خواندن جذب در طول موج معین <input type="checkbox"/>
		توضیحات:	
شرایط ایمنی کار با نمونه			
سمیت <input type="checkbox"/> فراریت <input type="checkbox"/> پرتوزایی <input type="checkbox"/> خوردگی <input type="checkbox"/> نانوسایز <input type="checkbox"/> قابلیت اشتعال <input type="checkbox"/> محرک دستگاه تنفس <input type="checkbox"/> محرک پوست <input type="checkbox"/> خواهشمند است سایر احتیاط‌های لازم در هنگام کار با نمونه ذکر شود:			
شرایط نگهداری نمونه			
حساس به نور <input type="checkbox"/> نیاز به نگهداری در دمای یخچال <input type="checkbox"/> خواهشمند است سایر موارد مهم جهت نگهداری نمونه ذکر شود:			
حداقل حجم مورد نیاز جهت انجام آنالیز ۱۰ میلی‌لیتر از نمونه شاهد و همین حجم از نمونه است. خواهشمند است در صورت نیاز به باقیمانده نمونه در این بخش ذکر نمایید. لازم به ذکر است نمونه‌های دریافتی حداکثر به مدت دو ماه نگهداری می‌شوند و بعد از آن معدوم می‌شوند.			
نظر کارشناسی			
انجام این آزمون امکان‌پذیر می‌باشد <input type="checkbox"/> نمی‌باشد <input type="checkbox"/> . دلیل امکان‌پذیر نبودن آزمون:			
تاریخ آماده شدن نتایج:			
نام و نام خانوادگی کارشناس آنالیز:			
تایید اداره خدمات فناوری:			